

# CardioChek<sup>®</sup> Plus

Szybszy. Prostszy. Bardziej zaawansowany.

## eGLU<sup>TM</sup>

(Pasek testowy do oznaczania elektrochemicznej glukozy)

Zapewnia pełną funkcjonalność Analizatora CardioChek<sup>®</sup> PA

**+** Analizator CardioChek Plus służy do pomiaru cholesterolu całkowitego (TC), cholesterolu HDL, trójglicerydów, glukozy. Ponadto LDL (wyliczony), stosunek TC/HDL, stosunek LDL/HDL, cholesterol nie-HDL oraz eGlukozę. Wszystkie badania wykonywane są z jednej kropli krwi.

**+** Mała próbka krwi: nanoszenie kropli krwi bezpośrednio z nakłucia na pasek do eGlukozy.

**+** Wyniki testu na glukozę dostępne w około 10 sekund z odrębnego paska testowego.

**+** Pasek do eGlukozy może być używany jednocześnie z istniejącym panelem lipidowym PTS.



### 3 PROSTE KROKI Lipid+eGLU test

**Szybszy**

**1**

włóż MEMOChip i paski testowe.



**Prostszy**

**2**

Nanieś kroplę krwi na pasek testowy do lipidogramu i eGlukozy.



**Czytelny**

**3**

Odczytaj wyniki.



# CardioChek<sup>®</sup> Plus

Szybszy. Prostszy. Bardziej zaawansowany.

## Lipid+eGLU<sup>™</sup>

Opakowanie Smart Bundle<sup>™</sup>

- +** Panel Lipid+eGlu zawiera paski testowe, które dostępne są również w oddzielnych, niezależnych opakowaniach zbiorczych.
- +** Unikatowo zaprojektowany MEMO Chip panelu Lipid+eGlu, umożliwia jednoczesne wykonanie pełnego lipidogramu z podziałem na frakcje oraz glukozy z kropli krwi pobranej z palca.
- +** Wbudowany port łączności bezprzewodowej Wi-Fi.
- +** Bezpośredni interfejs HL7.
- +** Posiada zgodność z większością systemów LIS/HIS.



Red Med Poland Sp. z o.o.  
Infolinia: 801 011 041  
Tel.: 22 244 25 90 - oddział Warszawa  
Tel.: 32 249 00 70 - oddział Chorzów  
Tel.: 12 378 35 40 - oddział Kraków  
[www.redmed.com.pl](http://www.redmed.com.pl)  
[info@redmed.pl](mailto:info@redmed.pl)

