

RedMed™



## HemoSmart™ GOLD

System kontroli hemoglobiny

Nowoczesne połączone elektrody zapewniające wiarygodne pomiary



Hgb/Hct

Wyniki  
Hgb/Hct



Duży  
wyświetlacz



Bardzo mała  
próbka krwi



Szybka  
analiza



System  
usuwania  
paska


# HemoSmart™ GOLD

System kontroli hemoglobiny


**HemoSmart Gold** umożliwia pomiar poziomu hemoglobiny z kropli krwi. Jest pierwszym analizatorem na świecie, wykorzystującym technologie bisensoryczną, który mieści się w dłoni. Jedyne w swoim rodzaju analizator paskowy, który wymaga próbki krwi o wielkości zaledwie 1µl. Analiza krwi odbywa się poza urządzeniem, także ryzyko zanieczyszczenia jest zredukowane do minimum. Analizator wykonany jest z materiału odpornego na wilgoć i zachłapania oraz jest wytrzymały na czyszczenie środkami bazującymi na roztworze chloru. Duży i przejrzysty wyświetlacz umożliwia łatwe odczytanie wyniku nawet w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie światła. Za pomocą kabla komunikacyjnego wyniki mogą być eksportowane na komputer klasy PC lub laptopa. Analizator stanowi idealne rozwiązanie do stacjonarnych i mobilnych punktów krwiodawstwa, gdzie potrzebne są szybkie i wiarygodne wyniki.

## Specyfikacja Techniczna

- **Zakres Pomiarowy:**  
Hgb 7-24.0 g/dl
- **Szybki Czas Badania**  
5 sekund
- **Niewielka Ilość Krwi**  
1 µL
- **Temperatura Pracy**  
10°C ~ 40°C
- **Pamięć**  
100 ostatnich wyników z datą i godziną
- **Zasilanie**  
2x baterie typu AAA
- **Dodatkowe Funkcje**  
Podświetlenie LCD / Kabel USB  
(Opcja Wireless)



Łatwe włożenie paska testowego



Naniesienie próbki



Wyniki w 5 sekund



Red Med Poland Sp. z o.o.  
Infolinia: 801 011 041  
Tel.: 22 244 25 90 - oddział Warszawa  
Tel.: 32 249 00 70 - oddział Chorzów  
Tel.: 12 378 35 40 - oddział Kraków  
www.redmed.com.pl  
info@redmed.pl