

RedMed™



LactatEDGE

System Analizy Lactatu



Lactat

Wyniki
Lactatu



Duży
wyświetlacz



Bardzo mała
próbka krwi



Szybka
analiza

LactatEDGE

System Analizy Lactatu

System LactatEDGE jest urządzeniem, które mierzy koncentrację kwasu mlekowego (tzw. laktatu) we krwi. Jest niezbędnym przyrządem dla sportowców i trenerów, ponieważ potrafi pomóc w dokładnej ocenie wydajności mięśni po wysiłku, a także ustalić odpowiednie zakresy treningowe gdyż analiza kwasu mlekowego jest o wiele bardziej dokładna, niż stara i nieskuteczna metoda używania procentowej maksymalnej wydajności serca. LactatEDGE jest niezbędnym narzędziem dla trenerów, naukowców oraz dla personelu medycznego zajmującego się sportowcami, w treningach indywidualnych jak również zespołowych we wszystkich dyscyplinach sportowych, a także może służyć jako niedrogiemu narzędziu uzupełniającemu do analizy laboratoryjnej.



Specyfikacja Techniczna

- **Zakres pomiarowy:**
1.1 - 22.2 mmol/l, lub 6~200 mg/dL
- **Czas badania**
30-45 sekund
- **Niewielka próbka krwi**
3 µl (mikrolitry)
- **Wbudowana pamięć**
300 wyników z datą i godziną
- **Temperatura Pracy**
10°C ~ 40°C
- **Wilgotność Pracy**
20% - 80% (RH)
- **Zasilanie**
Bateria 3V CR2032
- **Dodatkowe Funkcje**
Łączność z PC za pomocą kabla USB
Specjalistyczne oprogramowanie SoftEDGE



Włożyć pasek testowy



Nanieść próbkę krwi



Odczytać wynik

RedMed™

Red Med Poland Sp. z o.o.
Infolinia: 801 011 041
tel.: 22 244 25 90 - oddział Warszawa
tel.: 32 249 00 70 - oddział Chorzów
tel.: 12 378 35 40 - oddział Kraków
www.redmed.com.pl
bok@redmed.pl