



URIT 31

Analizator Mocz

Kontrola Albuminurii

Duży kolorowy ekran LCD



Prosty w użyciu



Posiada złącze USB

URIT 31

Analizator Moczu

Analizator URIT31 jest urządzeniem pozwalającym oznaczyć 14 parametrów zawartych w moczu, w tym białko, kreatyninę, wapń czy albuminy. Posiada tylko jeden przycisk co czyni go bardzo łatwym w użyciu. Analizator korzysta z technologii Bluetooth oraz wyposażony jest w port Micro USB do komunikacji z innymi urządzeniami takimi jak drukarki. Micro USB jest również używane w celu ładowania urządzenia. Wyniki wyświetlane są na kolorowym, dotykowym ekranie LCD. Analizator jest kompatybilny z paskami URIT 10G, 11G, oraz 14G.

Specyfikacja


- **Badane parametry:** pH, Azotyny, Ciężar Właściwy, Krew, Glukoza, Bilirubina, Urobilinogen, Ketony, Leukocyty, Białko, Kwas askorbinowy, Kreatynina, Albumina (Mikroalbumina), Wapń
- **Czas reakcji:** 60 sekund na test
- **Pamięć danych:** Do 1000 próbek
- **Długość fali:** 470, 550, 620 i 720 nm
- **Zasada pomiaru:** Metoda podwójnego odbicia
- **Przygotowanie próbki:** Ręczne zanurzenie




Red Med Poland Sp. z o. o.
Infolinia: 801 011 041
T.: 22 244 25 90 - Warszawa
T.: 32 249 00 70 - Chorzów
T.: 12 378 35 40 - Kraków
www.redmed.com.pl




Analizator z drukarką



Analiza próbki moczu w 60 sek.



Do 14 mierzonych parametrów



Płyny kontrolne do 14 parametrów



www.urit31.com