

Ginekologia

Do badań ginekologicznych oferujemy szybkie testy wykrywające różne infekcje, takie jak np. chłamydiię, kiłę lub rzeżączkę. Właśnie w obszarze chorób przenoszonych drogą płciową szybka i precyzyjna diagnoza jest konieczna, w celu poprowadzenia efektywnego leczenia oraz zminimalizowania ryzyka dalszego zarażenia. Nasze testy ciążowe oraz

owulacyjne służą jako wsparcie w planowaniu rodziny, są łatwe w użyciu oraz dostarczają szybki i pewny wynik. Określanie poziomu pH pochwy jest ważnym środkiem pomocnym przy unikaniu chorób przenoszonych drogą płciową i zapobiegającym wczesnemu porodowi.



PROM Szybki test wód płodowych

Szybka diagnostyka w przypadku podejrzenia ryzyka wczesnego porodu poprzez sprawdzenie wód płodowych (IGFBP-1) za pomocą pobrania wydzieliny z pochwy.

Próbka: wydzielina z pochwy
Czas badania: 10 minut
Czułość: > 99% w porównaniu do konkurencyjnego testu
Swoistość: 91% w porównaniu do konkurencyjnego testu

PROM (przedwczesne pęknięcie błon płodowych)

Szybki test do wykrywania wód płodowych (IGFBP-1) w wydzielinie z pochwy

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
PROM Test	wydzielina z pochwy	431001	20 szt.
Test zanurzeniowy		431000	10 szt.
		431003	3 szt.

FSH

Szybki test do wykrywania hormonu folikulotropowego w moczu FSH

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
FSH Test kasetowy	mocz	172001	10 szt.

**hCG test ciążyowy**

Szybkie rozpoznanie ciąży

Próbka:	mocz, surowica
Czas badania:	3-5 minut (25 mIU/ml) 5-10 minut (10 mIU/ml)
Czułość:	> 99,9 % w porównaniu do innych szybkich testów (z moczu i surowicy)
Swoistość:	> 99,9 % w porównaniu do innych szybkich testów (z moczu i surowicy)

Wczesny test ciążyowy może wykryć koncentrację już od 10 mIU/mL (około 7-10 dni po poczęciu). Standardowy test ciążyowy wykrywa natomiast koncentrację od 25 mIU/mL (około 10-14 dni po poczęciu).

hCG (gonadotropina kosmówkowa)

Szybkie testy do wykrywania hormonu ciążyowego hCG (gonadotropina kosmówkowa)

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
hCG Wczesny test 10 mIU/ml Test zanurzeniowy	mocz	141000 143003	50 szt. 25 szt. (tuba)
hCG Wczesny test 10 mIU/ml Test kasetowy	mocz	142000	30 szt.
hCG Wczesny test 10 mIU/ml Test zanurzeniowy	mocz, surowica	151003	50 szt.
hCG Wczesny test 10 mIU/ml Test kasetowy	mocz, surowica	152000	30 szt.
hCG Test ciążyowy 25 mIU/ml Test zanurzeniowy	mocz	141002 143004	50 szt. 25 szt. (tuba)
hCG Test ciążyowy 25 mIU/ml Test kasetowy	mocz	142002	30 szt.
hCG Test ciążyowy 25 mIU/ml Test zanurzeniowy	mocz, surowica	151002 153003	50 szt. 25 szt. (tuba)
hCG Test ciążyowy 25 mIU/ml Test kasetowy	mocz, surowica	152002	30 szt.
hCG Test ciążyowy 20 mIU/ml Test kasetowy	surowica, osocze, krew pełna	152003	30 szt.
hCG Test ciążyowy 20 mIU/ml Test kasetowy	mocz	144001	10 szt.

hLH (hormon luteinizujący)

Szybkie testy do wykrywania hormonu płciowego hLH (hormon luteinizujący)

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
hLH Owulacja 30 mIU/ml Test zanurzeniowy	mocz	165001	50 szt.
hLH Owulacja 30 mIU/ml Test kasetowy	mocz	166001	3 0 szt.



Szybki test Strep B

Szybkie wykrywanie antygenów Streptokoków Grupy B (GBS, Streptococcus agalact ae)

Próbka: wymaz z pochwy lub odbytu
Czas badania: 10 minut
Czułość: 88,8% w porównaniu do kultur LIM+SBM
Swoistość: 97,8% w porównaniu do kultur LIM+SBM

Strep B

Szybki test do wykrywania antygenów Streptokoków Grupy B (GBS)

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
Strep B Test kasetowy	wymaz z pochwy lub odbytu	232001	20 szt.

STD (Choroby przenoszone drogą płciową)

Szybkie testy do wykrywania chorób przenoszonych drogą płciową

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
Syphilis Test zanurzeniowy	krew pełna, surowica, osocze	201001	40 szt.
Syphilis Test kasetowy	krew pełna, surowica, osocze	202001	20 szt.
Gonorrhoea (rzeżączka) Test kasetowy	wymaz z pochwy lub z układu moczowego	611001	10 szt.
Chlamydia Test kasetowy	wymaz cerwikalny i cewkowy, mocz (mężczyźni)	212005	20 szt.
Chlamydia Przyrząd do pobierania wymazu	-	212003	1 szt.
Trichomonas vaginalis Test kasetowy	wymaz z pochwy	840001	20 szt.
Candida Albicans Test kasetowy	wymaz z pochwy	1120001	20 szt.
HSV 1&2 Herpes-Simplex-Virus Test kasetowy	wymaz z pochwy	1130001	20 szt.



Adjuva pH-Control

Szybki test do pomiaru odczynu pH pochwy w okresie ciąży, jak również w ramach codziennej pielęgnacji miejsc intymnych

Próbka: wydzielina z pochwy

Czas badania: 10 sekund

Czułość: pH 4,0 – 7,0

Odczyn pH pochwy

Szybki test do pomiaru odczynu pH pochwy

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
Adjuva pH-Control Aplikator	wydzielina z pochwy	194001	50 szt.

Bądź zdrowa w trakcie ciąży z pH-Control

U około 15 – 20 % wszystkich ciężarnych diagnozuje się weneryczne choroby bakteryjne (BV).

Poprzez to wzrasta ryzyko wystąpienia:

- przedwczesnego porodu,
- zapalenia błon płodowych i łożyska (chorioamnionit s),
- przedwczesnego pęknięcia błon płodowych,
- gorączki podczas porodu,
- zapalenia wewnętrznych narządów płciowych (endometrit s post partum),
- bakteryjnego zakażenia płodu

Za pomocą regularnego samodzielnego mierzenia odczynu pH pochwy, kobiety w ciąży mogą obniżyć ryzyko wystąpienia infekcji. Mierzenie odczynu pH pochwy jest stałą częścią proponowanego przez prof. E. Saling programu uniknięcia sytuacji wczesnego porodu/poronienia.

Możliwości kontaktu i złożenia zamówienia

Zamówienia telefoniczne

Nasz zespół z przyjemnością odpowie na Państwa pytania oraz dostarczy dodatkowych informacji pod poniżej podanymi numerami telefonów:



Infolinia: 801 011 041

Polski numer telefonu: 32 720 62 10

Zamówienia faxem

Bezpłatny numer faxu czynny całą dobę:



32 720 65 35



Sklep internetowy

Możliwość składania zamówień online pod adresem:
www.redmed.pl

Produkty oraz fakturę otrzymacie Państwo pocztą.



bok@redmed.pl



www.redmed.com.pl



Red Med Poland Sp. z o. o.

T.: 22 244 25 90 - Warszawa

T.: 32 249 00 70 - Chorzów

T.: 12 378 35 40 - Kraków

www.redmed.com.pl