

Kardiologia

W porównaniu do innych chorób, choroby serca oraz układu krążenia o ostrym lub przewlekłym przebiegu są najczęstszymi przyczynami powikłań oraz śmierci. Szczególną uwagę należy zwrócić na zawał serca, którego wczesne wykrycie może decydować o dalszym przebiegu leczenia.

Już po sześciu godzinach od zawału można zaobserwować nieodwracalne uszkodzenie mięśnia sercowego, dlatego tak istotne jest, żeby jak najszybciej rozpoznać symptomy choroby. W dużej ilości przypadków dzięki szybkiej interwencji lekarskiej można zapobiec śmiertelnemu przebiegowi choroby.



Szybki test Troponina I

Szybkie rozpoznanie zawału serca

Próbka: krew pełna, surowica, osocze
Czas badania: 15 minut
Próg wykrywalności : 1,0 ng/ml

Troponina I

Szybki test do wykrywania antygenów ludzkiej troponiny I sercowej

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
Troponina I Test kasetowy	krew pełna, surowica, osocze	282001	20 szt.
		282000	10 szt.
		282015	5 szt.

Cardiac Combo

Szybki test do wykrywania antygenów ludzkiej troponiny sercowej I, CK-Mb i mioglobiny

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
Trop I, CK-MB, Mioglobina Combi-Test kasetowy	krew pełna, surowica, osocze	282003	5 szt.

CK-MB (Kinaza kreatynowa, mięsień sercowy)

Szybki test do wykrywania antygenów CK-MB

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
CK-MB Test kasetowy	krew pełna, surowica, osocze	302001	5 szt.

CrP wysokoczułe

Szybki test do wykrywania antygenów białka C reaktywnego

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
wysokoczułe CrP Test kasetowy	krew pełna, surowica, osocze	312002	20 szt.

**Szybki test D-Dimer**

Szybka diagnostyka do wykluczenia zatoru wzg. zakrzepu

Próbka: krew pełna, osocze
Czas badania: 10 minut
Próg wykrywalności: 500ng/ml

Wykrywanie D-Dimer (produktu rozszczępienia fibryny) jest pomocne przy diagnozie zespołu rozsianego wykrzepienia wewnątrznaczyniowego (DIC), zakrzepicy żył głębokich (TVT) i zatorowości płucnej.

D-Dimer

Szybki test do wykrywania antygenów D-Dimerów

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
D-Dimer Test kasetowy	krew pełna, osocze	351006	5 szt.
D-Dimer Test kasetowy	krew pełna, osocze	351007	10 szt.

**Szybki test h-FABP**

Szybka diagnostyka przy zawale mięśnia sercowego daje przewagę czasową. Białko h-FABP (heart-type Fatty Acid Binding Protein) jest możliwe do wykrycia już około 20 minut po wystąpieniu objawów zawału.

Próbka: krew pełna, surowica, osocze
Czas badania: 10-15 minut
Cut-of : 6,5 ng/ml


Wykrycie h-FABP dostarcza wiarygodnej oceny co do rozległości zawału we wczesnej fazie martwicy tkanek, jeszcze gdy nie ma żadnych uszkodzeń mięśni szkieletowych czy niewydolności nerek.

h-FABP

Szybki test do wykrywania kompleksu h-FABP

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
h-FABP Test kasetowy	krew pełna, surowica, osocze	900001	10 szt.

Kształtowanie się poziomu najważniejszych markerów sercowych występujących w przypadku zawału



Po 4-6 godzinach od pojawienia się bólu, Troponina zostaje uwolniona do krwi. Uwolnienie markera sercowego Troponiny odbywa się na podobnej zasadzie co CK-MB; chociaż gdy CK-MB powraca po 72 godzinach do normalnego poziomu, Troponina I pozostaje na poziomie podwyższonym przez ponad 6 – 10 dni i przez to przez dłuższy czas można wykryć powstałe zmiany w sercu.

Testy ilościowe



nal von minden Hawk-i Mobilny analizator POCT

Mobilny analizator POCT Hawk-i wspiera diagnozowanie krytycznych chorób oraz stanów medycznych jak niewydolność serca (NT-proBNP), ostry zawał mięśnia sercowego (Troponina I, NT-proBNP) lub zdarzenia zakrzepowo-zatorowe (D-Dimer).

Duża pojemność obliczeniowa oraz pojemność pamięci, umożliwia bezpośrednią analizę na miejscu, bez dodatkowego komputera lub oprogramowania.

System testowy Hawk-i nal von minden

Szybkie testy do ilościowego wykrycia markerów sercowych, przy pomocy urządzenia Hawk-i

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
Troponina I QUANT Test kasetowy	Krew pełna, surowica, osocze	282020	10 sztuk
Troponina I Kontrola pozytywna	-	282023	1 x poziom 1, 1 x poziom 2
D-Dimer QUANT Test kasetowy	Krew pełna, osocze	351008	10 sztuk
D-Dimer Kontrola pozytywna	-	351013	1 x poziom 1, 1 x poziom 2
NT-proBNP QUANT Test kasetowy	Krew pełna, surowica, osocze	632007	10 sztuk
NT-proBNP Kontrola pozytywna	-	632010	1 x poziom 1, 1 x poziom 2

ROCHE Reflotron®

Systemy Reflotron® firmy Roche to wiarygodne i łatwe w obsłudze urządzenia. Pozwalają one na ilościowe określenie 17 klinicznych parametrów chemicznych bezpośrednio z krwi pełnej, surowicy lub osocza. Systemy Reflotron® dostarczają szybkie wyniki testów (2-3 minuty / parametr), które są porównywalne z wynikami laboratoryjnymi.

Dzięki szybkiemu przebiegowi testu, pacjent może otrzymać wyniki na miejscu i ewentualne leczenie może zostać rozpoczęte natychmiast. Przy pierwszym rozpoznaniu problemów zdrowotnych można dokonać diagnozy w obszarach takich jak: cukrzyca, zaburzenia w przemianie tłuszczowej, choroby nerek, zawał mięśnia sercowego, anemia, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie trzustki, artretyzm i choroby kości.

ROCHE Reflotron®

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
ROCHE Reflotron® Fosfataza alkaliczna	Surowica, krew heparynowa, osocze heparynowe	373001	30 szt.
ROCHE Reflotron® Amylaza	Surowica, krew heparynowa, osocze heparynowe	373002	15 szt.
ROCHE Reflotron® Amylaza trzustkowa	Surowica, krew heparynowa, osocze heparynowe	373003	15 szt.
ROCHE Reflotron® Bilirubina	Surowica, krew heparynowa, osocze heparynowe, krew z EDTA, osocze z EDTA	373004	30 szt.
ROCHE Reflotron® Cholesterol	Surowica, krew heparynowa, osocze heparynowe, krew z EDTA, osocze z EDTA	373005	30 szt.
ROCHE Reflotron® HDL Cholesterin	Osocze z EDTA	373006	30 szt.
ROCHE Reflotron® CK	Surowica, krew heparynowa, osocze heparynowe	373007	15 szt.
ROCHE Reflotron® Kreatynina	Surowica, krew heparynowa, osocze heparynowe, krew z EDTA, osocze z EDTA	373008	30 szt.
ROCHE Reflotron® GGT	Surowica, krew heparynowa, osocze heparynowe, krew z EDTA, osocze z EDTA	373009	30 szt.
ROCHE Reflotron® GOT	Surowica, krew heparynowa, osocze heparynowe	373010	30 szt.
ROCHE Reflotron® GPT	Surowica, krew heparynowa, osocze heparynowe	373011	30 szt.
ROCHE Reflotron® Glukoza	Surowica, krew heparynowa, osocze heparynowe, krew z EDTA, osocze z EDTA	373012	30 szt.
ROCHE Reflotron® Hemoglobina	krew heparynowa, krew z EDTA	373013	30 szt.
ROCHE Reflotron® K+ (Kalium)	Surowica, osocze heparynowe	373014	30 szt.
ROCHE Reflotron® Trójglicerydy	Surowica, krew heparynowa, osocze heparynowe, krew z EDTA, osocze z EDTA	373015	30 szt.
ROCHE Reflotron® Mocznik (Urea)	Surowica, krew heparynowa, osocze heparynowe, krew z EDTA, osocze z EDTA	373016	15 szt.
ROCHE Reflotron® Kwas moczowy	Surowica, krew heparynowa, osocze heparynowe	373017	30 szt.
ROCHE Reflotron® Clean + Check (15 pasków kontrolnych & 16 chusteczek czyszczących)	-	373030	1 zestaw (15 + 16)

Możliwości kontaktu i złożenia zamówienia

Zamówienia telefoniczne

Nasz zespół z przyjemnością odpowie na Państwa pytania oraz dostarczy dodatkowych informacji pod poniżej podanymi numerami telefonów:



Infolinia: 801 011 041

Polski numer telefonu: 32 720 62 10

Zamówienia faxem

Bezpłatny numer faxu czynny całą dobę:



32 720 65 35



Sklep internetowy

Możliwość składania zamówień online pod adresem:
www.redmed.pl

Produkty oraz fakturę otrzymacie Państwo pocztą.



bok@redmed.pl



www.redmed.com.pl



Red Med Poland Sp. z o. o.

T.: 22 244 25 90 - Warszawa

T.: 32 249 00 70 - Chorzów

T.: 12 378 35 40 - Kraków

www.redmed.com.pl