

## Onkologia

Szacuje się, że u jednej na trzy badane osoby wystąpi pewna forma nowotworu. Wczesne rozpoznanie jest dlatego decydujące! Nasze szybkie testy immunologiczne in-vitro służą Państwu jako szybka, pewna i korzystna pomoc przy diagnozie najczęściej spotykanych chorób onkologicznych, takich jak: rak pęcherza, jelita, czy prostaty.



### Szybki test BCA/HB (Rak pęcherza moczowego)

Szybka diagnostyka w zakresie prof laktycznego badania przesiewowego raka pęcherza

Próbka: mocz

Czas badania: 9 minut

Czułość: 97,1% w porównaniu do biopsji  
(czułość kliniczna G3, BCA i HB)

Swoistość: 89,5% w porównaniu do biopsji (grupa pacjentów z wcześniej zdiagnozowanym rakiem pęcherza moczowego)

Ten test wykrywa równocześnie antygeny raka pęcherza (hcFHRp) i hemoglobiny.

### BCA/HB (antygeny raka pęcherza/hemoglobiny) Rak pęcherza moczowego

Szybki test do wykrywania antygenów raka pęcherza moczowego i hemoglobiny w moczu

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
BCA/HB Test kasetowy	mocz	562003	10 szt.

**AFP (alpha-fetoproteina)**

Szybki test do wykrywania alfa-fetoproteiny

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
AFP Test kasetowy	krew pełna, surowica, osocze	712001	30 szt.

**CEA (antygen rakowo-płodowy)**

Szybki test do wykrywania antygenu rakowo-płodowego

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
CEA Test kasetowy	krew pełna, surowica, osocze	722003	30 szt.

**Rak jelita – Rozpoznanie symptomów i wczesna diagnoza**

Rak jelita nie posiada jednoznacznego obrazu choroby, jednak niektóre oznaki mogą dostarczyć istotnych wskazówek. Jeżeli zostaną one zlekceważone, mogą wywołać fatalne skutki i z tego powodu pierwsze oznaki powinny zostać zbadane odpowiednio wcześniej. Symptomami choroby mogą być:

- Przypadki raka jelita w rodzinie
- Zmiana nawyków wypróżniania: biegunka lub zatwardzenie, częstsza potrzeba wypróżniania się
- Nieustające bóle brzucha, wzdęcia
- Chroniczne zapalenia jelita
- Krew w kale (także utajona)

Za pomocą naszego testu FOB oraz Hb/Hp można wykryć krew utajoną w kale nawet w niewielkich ilościach. Chroniczne zapalenia jelita, takie jak choroba Morbus-Crohn, mogą zostać wykryte przez nasze testy na laktoferynę i kalprotektynę.

**FOB (krew utajona w kale) / Rak jelita**

Szybkie testy immunologiczne do wykrywania krwi utajonej w kale

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
FOB plus Test kasetowy	kał	272016	25 szt.
FOB Test kasetowy	kał	272001	20 szt.
FOB II Test Test kasetowy	kał	272040	20 szt.
FOB Urządzenie do pobierania kału	-	272004	20 szt.
FOB Probówki do ekstrakcji	-	272007	1 szt.

### **Hb/Hp (hemoglobina/haptoglobina) Rak jelit**

Szybkie testy do wykrywania kompleksu hemoglobina/haptoglobina

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
Hb/Hp Complex Test kasetowy	kał	272011	25 szt.
Hb/Hp Test kasetowy	kał	272015	25 szt.
Hb/Hp Probówki do ekstrakcji	-	272030	1 szt.

### **FOB i Hb/Hp do prof laktyki raka jelita – na czym polega różnica?**

Oba testy są immunologicznymi testami na kał, które wykrywają ludzką hemoglobinę (Hb) w jelicie grubym (wolna hemoglobina) z wysoką czułością i nie wymagają zastosowania diety.

Test Hb/Hp Complex dodatkowo umożliwia wykrycie krwawień w wyżej położonych częściach jelita. Wykrywa nie tylko hemoglobinę wolną, ale także hemoglobinę powiązaną z haptoglobiną. Ten kompleks hemoglobina-haptoglobina ma w ramach przewodu pokarmowego dłuższy okres przetrwania niż sama hemoglobina, a zatem test jest wrażliwy na krwawienia utajone i bardziej czuły niż test FOB.

### **H.Pylori (*helicobacter pylori*)**

Szybkie testy do wykrywania antygenów/przeciwciał H.Pylori

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
H.Pylori przeciwciała Test kasetowy	krew pełna, surowica, osocze	262001	20 szt.
H.Pylori antygeny Test kasetowy	kał	262002	20 szt.
H.Pylori Kontrola pozytywna	-	262009	1 szt.

### **Kalprotektyna**

Szybki test do wykrycia kalprotektyny

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
Calprotectin Test kasetowy	kał	1212001	10 szt.
Calprotectin Kontrola pozytywna	-	1212003	1 szt.

**Kalprotektyna+Laktoferyna**

Szybki test do wykrycia kalprotektyny i laktoferyny

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
Calprotectin+Lactoferrin Test kasetowy	kał	1212002	10 szt.

**Laktoferyna**

Szybki test do wykrycia laktoferyny

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
Lactoferrin Test kasetowy	kał	1200001	10 szt.
Lactoferrin Kontrola pozytywna	-	1200002	1 szt.

**PSA (swoisty antygen prostaty)**

Szybki test do wykrywania antygeny swoistej prostaty

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
PSA Test kasetowy	krew pełna, surowica, osocze	602002	20 szt.
PSA Test kasetowy	surowica, osocze	602004	25 szt.

**NMP22®**

Szybki test do wykrycia protein NuMa (Nuclear Mitotic Apparatus)

Produkt	Próbka	Nr prod.	Wielkość opak.
NMP22® BladderChek® Test kasetowy	mocz	562004	10 szt.
NMP22® BladderChek® Test kasetowy	mocz	562005	24 szt.

## Możliwości kontaktu i złożenia zamówienia

---

### Zamówienia telefoniczne

Nasz zespół z przyjemnością odpowie na Państwa pytania oraz dostarczy dodatkowych informacji pod poniżej podanymi numerami telefonów:



Infolinia: 801 011 041

Polski numer telefonu: 32 720 62 10

### Zamówienia faxem

Bezpłatny numer faxu czynny całą dobę:



32 720 65 35



### Sklep internetowy

Możliwość składania zamówień online pod adresem:  
**[www.redmed.pl](http://www.redmed.pl)**

Produkty oraz fakturę otrzymacie Państwo pocztą.



[bok@redmed.pl](mailto:bok@redmed.pl)



[www.redmed.com.pl](http://www.redmed.com.pl)



**Red Med Poland Sp. z o. o.**

T.: 22 244 25 90 - Warszawa

T.: 32 249 00 70 - Chorzów

T.: 12 378 35 40 - Kraków

[www.redmed.com.pl](http://www.redmed.com.pl)